

|               |                                                                                                                                    |       |        |        |        |   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|---|
| 檢驗項目<br>(中英文) | RBC<br>紅血球                                                                                                                         |       | 健保代碼   | 08001C | 委<br>外 | 否 |
| 檢體種類          | 全血                                                                                                                                 | 檢體需求量 | 至少 1ml | 運送條件   | 室溫     |   |
| 採檢容器          | <div></div> <p>K<sub>2</sub>EDTA 抗凝劑(紫頭)</p>     |       |        |        |        |   |
| 採檢注意事項        | 1.採集後迅速上下混合均勻，避免檢體凝固。<br>2.避免於靜脈注射處及輸血端採檢，以防止檢體污染。                                                                                 |       |        |        |        |   |
| 採檢前準備         | 無                                                                                                                                  |       |        |        |        |   |
| 檢驗方法          | 直流電偵測法 (Direct Current Detection Method)                                                                                           |       |        |        |        |   |
| 報告完成時間        | 急件:20~30 分鐘。非急件：1 天。                                                                                                               |       |        |        |        |   |
| 可送檢時間         | 全天 24 小時                                                                                                                           |       |        |        |        |   |
| 生物參考區間        | 成人男性：4.5-6.0，成人女性：4.0-5.5。<br>青少年(10-17 歲)： 4.1-5.6，兒童(2-9 歲)：4.0-5.3。<br>幼童(1-23 個月)：3.8-5.4，新生兒：4.1-6.7。(單位 10 <sup>6</sup> /μL) |       |        |        |        |   |
| 檢驗結果解釋        | 數量增加：由平地至山上、燒傷、紅血球增多症、脫水…等等。<br>數量減少：貧血、懷孕或白血病…等等。                                                                                 |       |        |        |        |   |
| 操作組別/分機       | 血液組/1307                                                                                                                           |       |        |        |        |   |