

檢驗項目(中英文)	Crossmatching Test 交叉試驗		健保代碼	11002	委外	否
檢體種類	全血、血清	檢體需求量	全血 3ml	運送條件	室溫	
採檢容器			K ₂ EDTA 抗凝劑(紫頭)		Serum separation tube(SST) (黃頭)	
採檢注意事項	1.採集後上下混合均勻，避免溶血及 clot，並請 double sigh。 2.黃頭管檢體採集後將採血管上下顛倒 8 次，以促進血液與管壁內的促凝劑作用，接著再由運送人員進行傳遞。					
採檢前準備	無					
檢驗方法	大交叉試驗和小交叉試驗					
報告完成時間	1 天					
可送檢時間	全天 24 小時					
生物參考區間	Positive (+)/ Negative (-)					
檢驗結果解釋	是要測試病人血漿(清)是否帶臨床上有意義的抗體，應用 Polybrene 的作用，可促使規則抗體與不規則抗體，都能產生聚合效應，適合用在抗體普檢試驗及交叉配合試驗。					
操作組別/分機	血庫組/1308					