

檢驗項目(中英文)	RPR(STS)、VDRLtest 梅毒檢查	健保代碼	12001C	委外	否
檢體種類	血清	檢體需求量	全血 3 ml	運送條件	室溫
採檢容器	 <p>Serum separation tube(SST) (黃頭)</p>				
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.採集後迅速上下混合8次，採集後盡速送檢。</li> <li>2.用空針採檢，需拔除針頭並沿試管管壁緩慢注入檢體。</li> <li>3.避免於靜脈注射處採檢及輸血後立即採血，以防止污染。</li> </ol>				
採檢前準備	無				
檢驗方法	凝集法				
報告完成時間	1天				
可送檢時間	全天 24 小時				
生物參考區間	Nonreactive				
檢驗結果解釋	<p>Nonreactive 無反應除了表示無感染螺旋體，也可能是在未出現下疳症狀前即給予治療，或在治療後血清檢查轉為 Nonreactive。通常越晚治療，轉為 Nonreactive 所需的時間越長。</p> <p>Reactive 有反應(Reactive)除了有可能感染螺旋體，也不排除各種偽陽性非特異反應，通常偽陽性反應的價數低於 8X 稀釋。因此 STS 呈陽性反應時，不可立即診斷為梅毒，應再以 TPHA.TPPA 或 FTA-ABS 做進一步確認。</p>				
操作組別/分機	血清組/1308				