

檢驗項目(中英文)	Uric Acid(Urine) 尿酸(尿液)	健保代碼	09013C	委外	否
檢體種類	尿液	檢體需求量	10 ml	運送條件	室溫
採檢容器	 <p>尿液收集管(白頭)</p>				
採檢注意事項	24 小時尿液：需添加 HCL，並於冰箱冷藏，收集完畢後，混和均勻，取 10ml 檢體，並註明 24 小時尿總量				
採檢前準備	不須空腹				
檢驗方法	Spectrophotometric				
報告完成時間	急件：1 小時。非急件：1 天。				
可送檢時間	全天 24 小時				
生物參考區間	250-750 mg/day				
檢驗結果解釋	<p>可與血清的尿酸濃度共同評估發生尿路結石、痛風的機率及患者尿酸的代謝狀態。</p> <p>異常上升於：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.痛風、癌症、急性肝炎、溶血性貧血等。 2.過多高嘌呤飲食。 3.過度運動或減肥過速。 <p>異常下降於：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.腎臟對尿酸的排泄率降低，血液尿酸增高，而 24 小時的尿液尿酸值偏低：腎功能不佳。 2.葉酸缺乏或鉛中毒。 3.低蛋白飲食、飲酒等 <p>*須合併其它臨床檢查以判讀</p>				
操作組別/分機	生化組/1307				